



Sanquin Reagents B.V. Phone: +31 20 5123599
 Plesmanlaan 125 Fax: +31 20 5123570
 1066 CX Amsterdam Reagents@sanquin.nl
 The Netherlands www.sanquin.org/reagents

LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr					Kell					Duffy		Kidd		Lewis		P			MNS			Luther		Xg												
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a								
rr	1900702	0	0	0	+	+	0	/	/	0	+	0	+	+	/	+	+	+	0	0	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	Wr(a+)

Wra / 27012021

LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr					Kell					Duffy		Kidd		Lewis		P			MNS			Luther		Xg												
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a								
r'r'	0562871	+	0	0	0	+	0	/	/	0	+	0	+	+	/	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	Wr(a+)

Wra / 27012021

LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr					Kell					Duffy		Kidd		Lewis		P			MNS			Luther		Xg												
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a								
rr	0042112	0	0	0	+	+	0	/	/	0	+	0	+	+	/	+	0	+	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	Wr(a+)

Wra / 27012021

LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr					Kell					Duffy		Kidd		Lewis		P			MNS			Luther		Xg												
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a								
R ₂ R ₂	1704849	0	+	+	+	0	0	/	/	0	+	0	+	+	/	+	+	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0	+	+	+	Wr(a+) Co(b+)

Wra / 27012021

LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr					Kell					Duffy		Kidd		Lewis		P			MNS			Luther		Xg												
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a								
r'r	0600217	+	0	0	+	+	0	/	/	0	+	0	+	+	/	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Wr(a+)

Wra / 23112022



Sanquin Reagents B.V. Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands	Phone: +31 20 5123599 Fax: +31 20 5123570 Reagents@sanquin.nl www.sanquin.org/reagents
--	---

LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr							Kell				Duffy	Kidd	Lewis	P	MNS			Luther	Xg	Wr(a+)										
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a		Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a	
R ₁ R ₁	0002410	+	+	0	0	+	0	/	/	+	+	0	+	0	+	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0

Wra / 27012021

ID _____ LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr							Kell				Duffy	Kidd	Lewis	P	MNS			Luther	Xg	Wr(a+)									
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a		Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a
rr	0130896	0	0	0	+	+	0	/	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	+	w	+	0	+	0	0	+	0	+	+	+	+

Wra / 27012021

LOT _____

Rh-Hr	ID	Rh-Hr							Kell				Duffy	Kidd	Lewis	P	MNS			Luther	Xg	Wr(a+)										
		C	D	E	c	e	C ^w	f	V	*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a		Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a	
rr	1283404	0	0	0	+	+	0	/	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	+	+

Wra / 27012021

+ = positive;положителен; pozitivni; positif; positif; θετικός; positivo; positive; pozitív; positivo; pozitiv; pozytywny; positivo; positif; pozitivne; positif; pozitivno

o = negative; отрицателен; negativni; negativ; negativ; αρνητική; negativo; négative; negativ; negativo; negativ; negatywny; negativo; negativ; negativny; negativ; negativno

/ = not tested; не е тестван; netestováno; ikke testet; nicht getestet; δεν έχει δοκιμαστεί; no analizado; non testé; nem tesztelt; non analizzato; nav pārbaudīts; nie testowane; não testado; netestat; netestované; inte testad; nije testirano

w = weak; слаб; slabý; svag; schwach; ασθενής; débil; positive faible; gyenge; debole; vājš; slabý; fraco; slab; slabý; svag; slabo

s = strong; силно; silný; stærk; stark; ισχυρή; fuerte; positive forte; erősen; forte; spēcīga; silny; forte; puternic; silný; kraftig; jako

ID = donor number; брой на донорите; počet dárců; donornummer; Donor-ID; αριθμός δότη; número de donante; numéro du donneur; donor száma; numero del donatore; donoru skaits; liczba dawców; número do dador; numărul de donator; počet darcov; donatori