

Aan: geadresseerde

Bankrekening NL18ABNA0524495629
KvK Amsterdam 67177476

Datum 27 februari 2020
Ons kenmerk 2002-0266 v1.0
Behandeld door Mw. C.M. Kramer
Onderwerp Kleihauertest

Telefoon (06) 227 771 32
E-mail c.kramer@sanquin.nl
Afdeling Leiding

Geachte heer, mevrouw,

Middels deze brief informeren wij u over de wijziging rondom de "Kleihauertest" (aanvraagcode E003) die door het Erythrocytenserologie-laboratorium van Sanquin Diagnostiek wordt aangeboden.

De Kleihauertest meet de hoeveelheid foetaal bloed in de circulatie van de moeder en is geïndiceerd bij een verdenking op een foetomaternale transfusie (FMT). Recent is een flowcytometrische bepaling ingevoerd die de klassieke Kleihauer Betketest vervangt. Dit levert een verbeterde kwantificering op en maakt het mogelijk grotere series efficiënter te testen.

De flowcytometrische test valt onder RvA registratienummer M005, met scope element CH BTG 02.

Met deze test kan één foetale erythrocyt per 1000 maternale erythrocyten worden aangetoond. Dit betekent dat de uitslag positief is vanaf 0,1% foetale cellen. De uitslag wordt gerapporteerd in het aantal milliliter foetaal bloed.

De flowcytometrische Kleihauertest wordt dagelijks op werkdagen verricht. Dit betekent dat materiaal dat met de Sanquinbode meegestuurd wordt, de eerstvolgende werkdag getest zal worden. Indien er een spoedindicatie is en het materiaal nog dezelfde dag getest moet worden kan dit na telefonisch overleg. Het bloed moet dan uiterlijk vóór 12 uur bij het laboratorium in Amsterdam aanwezig zijn. Uitslagen zijn op de dag dat de test wordt uitgevoerd beschikbaar en worden via CLAUS verstuurd. Bij een positieve uitslag wordt door onze deskundigen altijd telefonisch contact opgenomen met het inzendende laboratorium. Desgewenst wordt advies gegeven omtrent toepassing van het anti-D immunoglobuline.

Door de invoering van de flowcytometrische bepaling kunnen wij een hogere efficiëntie behalen. Dit betekent dat bij aanvraag van de Kleihauertest, onder aanvraagcode E003, nu tweemaal NZa-tariefcode 79010 in rekening wordt gebracht. Hiermee zal de prijs voor de

Datum 27 februari 2020
Ons kenmerk 2002-0266 v1.0
Pagina 2 van 2

bepaling uitkomen op € 107,52. De klassieke Kleihauertest kost € 161,28 (driemaal NZa-tariefcode 79010).

Diverse klanten hebben ons benaderd naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom de levering van de klassieke Kleihauertest, in hoeverre Sanquin Diagnostiek deze aanvragen kan uitvoeren. De aankomende periode zal nauwlettend gevolgd worden in hoeverre het aantal aangeboden monsters een verdere prijsverlaging mogelijk maakt. De verwachting is dat een prijsaanpassing in de zomerperiode (per 1 juli 2020) zal worden doorgevoerd op basis van een eigen prijscode en zonder n-factor. Uiteraard zullen wij u tijdig op de hoogte stellen zodat deze prijsaanpassing intern doorgevoerd kunnen worden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u voor inhoudelijke vragen contact opnemen met: Claudia Folman, hoofd laboratorium Erythrocytenserologie, c.folman@sanquin.nl.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met: Christine Kramer, Medical Science Liaison, c.kramer@sanquin.nl.

Met vriendelijke groet,



Christine Kramer
Medical Science Liaison