

## Labaanvragen in Onatal t.b.v. CLAUS-online

*Definiëren laboratorium Sanquin in Onatal (éénmalig).*

Ga in Onatal naar 'Applicatie instellingen'. Klik in het linkermenu onder het kopje 'Praktijken/instellingen' op de link 'Laboratoria' en dan dubbelklikken op het Sanquin laboratorium. Mocht Sanquin nog niet in de lijst staan, is deze toe te voegen via de knop 'Toevoegen'. Vul de contactgegevens in.

Onder het kopje 'Extra' moet bij 'ZorgMail email' "500057960@lms.lifeline.nl" ingevuld worden. Bij 'AGB' moet dan "00905807" ingevuld worden en tevens kunnen hier de door Sanquin verstrekte CLAUS-online login gegevens worden ingevuld.

Laboratorium bewerken

---

### - n.a.w. gegevens laboratorium

Referentie	<input type="text" value="LAB8002"/>	Straat / nummer:	<input type="text" value="Plesmanlaan"/>	<input type="text" value="120"/>
Contactnaam	<input type="text" value="Sanquin"/>	Postcode / plaats:	<input type="text" value="1066 CX"/>	<input type="text" value="Amsterdam"/>
Soort	<input type="text" value="Laboratorium"/>	Mobiel	<input type="text"/>	
		Telefoon werk	<input type="text"/>	
		Telefoon werk	<input type="text"/>	
		Fax zakelijk	<input type="text"/>	
		Primaire e-mail	<input type="text"/>	
		Website	<input type="text" value="www.sanquin.nl"/>	

---

### - extra

ZorgMail email	<input type="text" value="500057960@lms.lifeline.nl"/>	AGB	<input type="text" value="00905807"/>
CLAUS gebr. naam	<input type="text"/>	CLAUS wachtwoord	<input type="text"/>

*Labaanvraag voor CLAUS-online aanmaken in Onatal*

Ga naar het dossier van een client, en dan naar het item 'Onderzoek'.  
Daar staat nu een knop met 'Onderzoek aanvragen'.

The screenshot displays the Onatal web application interface. On the left, a sidebar contains client information for client 0001614, including birth date (17-02-2013), gestational age (34+5), and blood group (A pos). Below this are sections for 'Client', 'Zwangerschap', 'Zorg', and 'Overigen'. The main content area is titled 'Onderzoeken' and 'Bloeduitslagen'. It features a table of lab tests with columns for 'Datum', 'Am.duur', 'Periode', 'Soort/ onderzoek', 'Uitvoerder', and 'Gezien door'. Two entries are visible, both dated 26-07-2012 and performed by A. van Els. Below the table are buttons for '+ Onderzoek aanvragen' and '+ Noteer een nieuw onderzoek'. The 'Bloeduitslagen' section contains input fields for various blood test results, such as 'Bloedgroep: A pos', 'Hemoglobine mmol/L: 7.9', and 'MCV fl: 87'.

**Client 0001614**

Geb.datum: 17-02-2013  
Aterme: 34+5  
G/P/A: 3/1/1  
Bloedgroep: A pos  
Rhc: Positief  
BSN:   
Telefoon mobiel:   
Naam partner:

**Client**

- N.a.w.
- Declaraties
- Obstetrische anamnese
- PWD en Zorgteam
- Client memo

**Zwangerschap**

- 2010095: 21/12/10 (2/0/1)
- 2012715: 16/07/12 (3/1/1)
- Nieuwe toevoegen

**Zorg**

- Memo: Intern | Extern
- Aterme datum
- Intake gesprek
- V-Mis
- Zwangerschap
- Baring
- Kind
- Kraambed
- Einde zorg

**Overigen**

- Onderzoek
- Verwijzingen
- Echo
- Counseling
- Communicatie
- Plannen
- Samenvatting
- Afspraken

**Onderzoeken**  
Onderzoeken Bloeduitslagen

naar boven

Datum	Am.duur	Periode	Soort/ onderzoek	Uitvoerder	Gezien door
26-07-2012	10+4				A. van Els
26-07-2012	10+4				A. van Els

+ Onderzoek aanvragen + Noteer een nieuw onderzoek

**- bloeduitslagen** naar boven

Bloedgroep: **A pos** Hemoglobine mmol/L: **7.9**

Rhc: **Positief** MCV fl: **87**

RhC: Hematocriet L/L:

Rhd: Erytrocyten /pL:

RhD: Trombocyten /nL:

Rhe: AntiD:

Klik op de knop en het volgende scherm komt in beeld:

Client 0001614

Geb.datum: -----  
 Aterme: 17-02-2013  
 Am. duur: 34+5  
 G/P/A: 3/1/1  
 Bloedgroep: A pos  
 Rhc: Positief  
 BSN: -----  
 Telefoon mobiel: -----  
 Naam partner: -----

**Client**

- N.a.w.
- Declaraties
- Obstetrische anamnese
- PWD en Zorgteam
- Client memo

**Zwangerschap**

- 2010095: 21/12/10 (2/0/1)
- 2012715: 16/07/12 (3/1/1)
- Nieuwe toevoegen

**Zorg**

- Memo: Intern | Extern
- Aterme datum
- Intake gesprek
- V-Mis
- Zwangerschap
- Baring
- Kind
- Kraambed
- Einde zorg

**Overigen**

- Onderzoek
- Verwijzen
- Echo
- Counseling
- Communicatie
- Plannen
- Samenvatting
- Afspraken

**Aanvraag onderzoek**  
 Aanvraag naar boven

**- aanvraag**

Datum aanvraag: 11-01-2013 15:02      Tijdstip afname:

Uitvoerend lab:       Aantal ml:

Gewenste bepaling:       Locatie afname:

Onatal 6.0 ©2013 MicroWare Automatisering  
 Verwerkt in 1.36 seconde door n43on

Vul de gegevens in en klik daarna op 'Aanvraag verzenden' (Aantal ml en Locatie afname hoeft niet). Als de CLAUS-online login gegevens zijn ingevuld bij het gedefinieerde lab. Sanquin, zal nu CLAUS-online automatisch opstarten en er zal ook automatisch worden ingelogd.

Vervolgens kun je in CLAUS-online op de knop "Aanvragen importeren" klikken, en de ingelezen labaanvragen verzenden en printen.

NB: meestal staat de labaanvraag die vanuit Onatal verzonden is direct klaar voor CLAUS-online om binnen te halen. Soms zit er echter enige vertraging in het Zorgmail-netwerk. Dan komen de labaanvragen in eerste instantie niet binnen in CLAUS-online als je op de knop "Aanvragen importeren" hebt geklikt. Probeer het dan na een paar minuten nog een keer.