

## **Specificaties TRIX**

**Versie 4.0 d.d. 14-10-2021**

### **Operating system**

- \* Windows server met HCL Domino omgeving.
- \* Browsers: Internet Explorer 11, Microsoft Edge ,Google Chrome en Mozilla Firefox.

### **Hardware**

- \* Installatie Domino op een dedicated virtuele server. Hiervoor 8 GB geheugen toewijzen, 25 GB vrije schijfruimte en minimaal 2 CPU. Inrichting gaat in overleg met de IT-afdeling van het ziekenhuis.

### **Randapparatuur & verbindingen:**

- \* Site to site VPN over poort 1352.
- \* Webservice voor de communicatie met het labinformatiesysteem over poort 443.

### **Installatie**

- \* IBM /Domino server inclusief TRIX-applicatie door Sanquin-deskundigen ter plaatse. De server moet toegankelijk zijn voor software installatie.
- \* Gereed maken van het labinformatiesysteem voor communicatie met TRIX wordt gedaan door de betreffende leverancier of applicatiebeheerder.

### **Charles Veldhoven**

Operations engineer ICD

Sanquin ICT  
Plesmanlaan 125  
1066 CX AMSTERDAM

Email: [c.veldhoven@sanquin.nl](mailto:c.veldhoven@sanquin.nl)

Mobile: 06-51246391