

# Specificaties TRIX

## Versie 3.0 d.d. 01-04-2017

### Operating system

- \* IBM Domino server release 9.0.1 met Fix Pack 8 (maart 2017): Windows 2008R2/2012R2/2016 Server (virtueel, 64 bit).
- \* Raadplegen en gegevens invoeren gaat middels een browser. Primair is TRIX ontwikkeld voor Microsoft Internet Explorer (9 t/m 11), Google Chrome en Mozilla Firefox. Voor TRIX zijn geen IBM Notes clients nodig.

### Hardware

- \* Installatie bij voorkeur op een dedicated virtuele server. Hiervoor 4 GB geheugen toewijzen, 25 GB harddisk ruimte en 1 CPU. Inrichting gaat in overleg met de IT-afdeling van het ziekenhuis.

### Randapparatuur & verbindingen:

- \* VPN-IPsec site to site via firewallpoort 1352.
- \* Webservice voor de communicatie met het labinformatiesysteem.

### Installatie

- \* IBM /Domino server inclusief TRIX-applicatie door Sanquin-deskundigen ter plaatse. De server moet toegankelijk zijn of gemaakt worden voor software installatie. De ziekenhuis IT-afdeling moet er voor zorgen dat er browsers op de raadpleeg- en invoer PC's van het transfusielaboratorium aanwezig zijn.
- \* Gereed maken van het labinformatiesysteem voor communicatie met TRIX wordt gedaan door de betreffende leverancier.

### Charles Veldhoven

Operations engineer ICD

Sanquin ICT  
Plesmanlaan 125  
1066 CX AMSTERDAM

Email: [c.veldhoven@sanquin.nl](mailto:c.veldhoven@sanquin.nl)  
Office: 020-5123470  
Mobile: 06-51246391  
[www.sanquin.nl](http://www.sanquin.nl)